RehaPro

Anatomic SITT™

Support Pro

Universelle
Positionierung
2022





Wir stellen die Support-Serie seit Anfang der 90er-Jahre her und verfügen daher über viel Wissen zu Positionierungsproblemen. Ein gut positionierter Rumpf ist für unsere Nutzer wichtig für eine bessere Kopfkontrolle, Atmung, Beweglichkeit und nicht zuletzt Komfort.

Beckengurte
Wir bieten verschiedene Beckengurte für die Bedürfnisse des Nutzers – mit 2 oder 4 Befestigungspunkten.



Brustgurte und Westen
Wir haben verschiedene Brustgurte und Westen für unterschiedliche Bedürfnisse – alle sorgen für Haltungskontrolle.



Knöchelmanschette
Eine gute Lösung zur Positionierung der Füße. Einfache Montage an der Fußplatte.



Fußgurt
Einfache Positionierung der Füße, an der Fußplatte montiert. Mit oder ohne Polster erhältlich.




Armmanschette
Zur Positionierung der Arme und gegen Überstreckung. Die Armmanschette wird für die beste Wirkung diagonal montiert.



Handmanschette
Die Handmanschette hilft, wenn es schwerfällt, die Hände am Griff zu halten. Nur in der Ausführung Exclusive erhältlich.



Universalgurt
Ein kräftiger elastischer Gurt mit vielen Einsatzmöglichkeiten.



Brustgurt
Er bietet flexiblen Halt und verhindert Scheuern unter den Achseln.



Support Blue - Hygiene
Ein großer Teil des Positionierungssortiments ist in Blau erhältlich, z. B. für Dusch- und Toilettenstühle.



Beckengurte
- Zur Positionierung des Beckens



Der Beckengurt ist entscheidend für die Sicherheit und dafür, dass der Nutzer richtig im Rollstuhl oder Sitzsystem positioniert ist. Die Positionierung ist wichtig für Rehabilitation und Therapie. Ein Beckengurt kann mindestens so wichtig sein wie ein druckentlastendes Sitzkissen. Unsere Gurtserie fixiert das Becken in der richtigen Position und wirkt Scherkräften und damit unnötig hohem Druck auf Steißbein und Sitzbeinhöcker entgegen. Wir bieten drei verschiedene Beckengurte:


Sittbelt comfort

- **Sittbelt Comfort**

  Ein einfacher Beckengurt, häufig für Komfortrollstühle. Er hat zwei Befestigungsgurte und ist je nach Hüftbreite in verschiedenen Größen erhältlich. Verschiedene Schnallen nach Bedarf und Wunsch. Die Gurte haben zwei Polster, die an den Befestigungsgurten fixiert oder schwimmend (abnehmbar) sein können. Die Polster sind aus dem bequemen Material Soft genäht.


Sittbelt

- **Sittbelt**

  Häufig in Sitzen / Sitzsystemen und anspruchsvolleren Rollstühlen eingesetzt. Passt für alle Nutzer, positioniert gut und wirkt Scherkräften entgegen. Er hat vier Gurte und ist je nach Hüftbreite in verschiedenen Größen erhältlich. Verschiedene Schnallen nach Bedarf und Wunsch. Die Gurte haben zwei Polster, die an den Befestigungsgurten fixiert oder schwimmend (abnehmbar) sein können. Die Polster sind aus dem bequemen Material Soft genäht.



Anti-rotational belt

- **Antirotationsgurt**

  Häufig in Sitzen / Sitzsystemen eingesetzt. Positioniert stark und wirkt Scherkräften und der Rotation des Beckens entgegen. Er hat vier Gurte und ist je nach Hüftbreite in verschiedenen Größen erhältlich. Die Polster sind an den Befestigungsgurten fixiert und für besten Komfort in Soft oder Gel erhältlich.

Schnallen

Die Beckengurte haben verschiedene Schnallen, passend zum Nutzer und zur gewünschten Zugrichtung / Spannung. Einige Schnallen haben eine Schutzabdeckung gegen unbeabsichtigtes Öffnen.



Brustgurte und Westen
- Für bessere Haltungskontrolle

Eine gute Haltungskontrolle verbessert die Kopfkontrolle und fördert Aktivität und Aufmerksamkeit. Wir können die Rumpfposition je nach Ausgangslage sowohl korrigieren als auch halten.





H-GURT
Der H-Gurt stützt Schultern und Brustkorb. Er wirkt gegen Rotation und passt, wenn eine gute Streckung von Brust und Schultern nötig ist. Auch bei PEG-Sonde / Button geeignet.



STERNUMSTÜTZE
Unsere Sternumstütze bietet bequemen Halt für den Brustkorb und gezielte Unterstützung über dem Brustbein. Speziell für Nutzer, deren Oberkörper nach vorne fällt.



THORAXWESTE
Die Thoraxweste ist für Nutzer mit niedrigem Muskeltonus. Sie unterstützt die Positionierung durch Anheben vom unteren Rücken aus.



SCHULTERGURT MIT SCHLAUCH
Unsere Schultergurte sind angenehm gepolstert und leicht einstellbar, mit vielen Variationsmöglichkeiten. Sie können eine Seite des Oberkörpers positionieren, z. B. wenn die Schultern nicht parallel sind.



BRUSTGURT
Der Brustgurt hat eine breite Polsterung und zwei Befestigungspunkte.



THORAXWESTE
Die Thoraxweste ist für Nutzer mit niedrigem Muskeltonus. Sie unterstützt die Positionierung durch Anheben vom unteren Rücken aus.

⚠ **Brustgurte und Westen immer mit einem Beckengurt kombinieren.**

Knöchelmanschette
- verhindert ungewollte Supination und Pronation

Die Knöchelmanschette gibt stabilen Halt und verhindert ungewollte Supination und Pronation des Fußes. Sie wird an verschiedenen Fußstützen montiert und ist je nach Knöchelmaß in vier Größen erhältlich. Verschluss mit Schnalle oder Klett.





Knöchelmanschette mit drei Befestigungspunkten und Schnallenverschluss



Knöchelmanschette mit drei Befestigungspunkten und Klettverschluss



Knöchelmanschette basic mit Klettverschluss



Fußgurt
- zur Positionierung des Fußes

Einfache Positionierung der Füße, an der Fußplatte montiert, mit oder ohne Polster. Unser Basis-Fußgurt ist 25 mm breit, die gepolsterten Fußgurte 20 mm. Gurtlänge 45 oder 60 cm. Verschluss mit Klett oder Schnalle. Modell und Größe nach Bedarf und Gurtlänge wählen. Das Material ist unser neues Soft-Skai: außen leicht abwischbar, innen weich.





Fußgurt mit Klett



Fußgurt gepolstert, Klett



Fußgurt gepolstert, Schnalle

Armmanschette
- verhindert Überstreckung

Die Armmanschette wird diagonal montiert, um Überstreckung zu verhindern, damit die Arme nicht aus dem Sitzsystem oder Rollstuhl fallen. Ein elastisches Band im Befestigungsgurt verringert das Verletzungsrisiko für Nutzer und Produkt. Die Armmanschette gibt es in drei Größen nach Handgelenksumfang (S = 13 cm, M = 17 cm, L = 21 cm), aus Soft-Skai (außen Skai, innen Soft).








Similar product is available in blue

Handmanschette
- für besseren Halt

Die Handmanschette hilft, wenn es schwerfällt, die Hände am Griff zu halten. Sie lässt sich sehr leicht anlegen, ohne dass der Nutzer die Hand hineinstecken muss: Sie wird einfach umgelegt, wenn der Nutzer den Griff bereits hält (siehe Bildfolge unten). Erhältlich in drei Größen, für rechte und linke Hand, einzeln verkauft.








Universalgurt
- flexibler Gurt

Ein kräftiger elastischer Gurt mit vielen Einsatzmöglichkeiten: als Halt um Hüfte, Oberschenkel oder Beine, für den Brustkorb oder über dem Bauch. Er lässt sich bei Bedarf leicht kürzen. Der Anatomic Universalgurt wird stufenlos mit Klett befestigt. Der Klett besteht aus kleinen, feinen Haken, die sich weniger an der Kleidung verfangen und leicht sauber zu halten sind; in Zugrichtung hält er extrem fest. Erhältlich in zwei Längen (145 und 225 cm) und drei Breiten (9, 12 und 15 cm) – nach Bedarf und Wunsch.





Support Blue
- für Hygienestühle und -sitze

Die Produkte der blauen Serie gibt es in einer begrenzten Anzahl von Modellen für Hygienestühle und -sitze.





Befestigungszubehör
- für die sichere Befestigung von Gurten und Westen

Wir haben verschiedene Befestigungssätze für Beckengurte und Westen entwickelt. Sie passen an unsere eigenen Sitzsysteme und Untergestelle, aber auch an andere Rollstühle auf dem Markt. Alle Varianten finden Sie im Bestellleitfaden.



Fmk® - Halterung zwischen den Schiebegriffen

FMK ist ein universeller Befestigungssatz, der die Montage von Westen und Kopfstützen erleichtert. Er wird an den Schiebegriffen oder Rückenrohren des Rollstuhls befestigt und sorgt auch für die richtige Zugrichtung der Positionierungswesten.

Verlängerungsstreben für das FMK gibt es für 25-mm- und 40-mm-Gurte. Die Kopfstützenhalterung ist serienmäßig enthalten. Das FMK lässt sich ohne Werkzeug abnehmen.



Anatomic SITT

RehaPro

Vertrieb Schweiz
Route de Jussy 38c, CH-1226 Thônex
Tel. +41 78 247 66 33
E-Mail info@rehapro.ch
Web www.rehapro.ch

2022-12-08